

# Workshop 2

# Problemwunden - Produktschulung

*Wittenberg, den 15. September 2017, Bettina Kurtz-Köchy*

# Produktübersicht

	BBraun	BSN	Coloplast	Draco	Hartmann	Lohmann & Rauscher	Moelnlycke
Alginate	Sorbsan® (Packing, Ribbon), Askina®Sorb	Cutimed®, Cutimed®sorbact	Biatain®Alginate	DracoAlgin	Sorbalgon® (T)	Suprasorb®A	Melgisorb®Plus
Alginate mit Silber	Askina®calgitrol (Ag)	n.v.	Biatain®Alginate Ag	n.v.	n.v.	Suprasorb®A + Ag	Melgisorb®Ag
Folien- verbände	Askina®derm	n.v.	n.v.	n.v.	Hydrofilm®roll	Suprasorb®F	Mepore®
Hydrofaser		n.v.	n.v.	n.v.	HydroClean® (cavity)	Suprasorb®Liqua cel, Suprasorb®X (PHMP), Suprasorb®C	Exufiber®
Hydrogel	Askina®Gel, Prontosan®Wound gel (X)	Cutimed®Gel	Purilon®	DracoHydrogel, DracoWundgel Infekt)	Hydrosorb®, HydroSorb®Gel	Suprasorb®G (Komresse, Gel)	n.v.
Hydro- kolloid- verband	Askina®Hydro, Askina®Biofilm® Transparent	Cutimed®Hydro	Comfeel®Plus (Flexibel, Transparent)	DracoHydro (dünn, ultra)	HydroColl® (concav, sacral, thin)	Suprasorb®H	n.v.
Schaum- verband	Askina® (THINsite, Transorbent, Border, Sacrum, Touch, Heel, Foam, Foam Cavity, Trachea)	Cutimed®Cavity, Cutimed®Hydro Control	Biatain® (nicht haftend, sanft haftend, selbst haftend)	DracoFoam (Infekt, haft, haft sensitiv, Ferse)	HydroTac® (comfort, sacral, concav), PermaFoam® (comfort, sacral, cavity, tracheo,concav), Syspur-derm®	Suprasorb®P (+PHMP)	Mepilex® (border, transfer, light, heel, sacrum, flex, XT)
Schaum- verband mit Silber	n.v.	n.v.	Biatain®Ag (nicht haftend, selbst haftend, Cavity, Sonderformen)	n.v.	n.v.	n.v.	Mepilex®Ag (border, transfer, light, heel)

# Produktübersicht

Schaumverband mit Ibuprofen	n.v.	n.v.	Biatain®Ibu (nicht haftend, sanft haftend)	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Silikon-Schaumverband	Askina®DresSil (Border, Heel, Sacrum)	Cutimed®Siltec (B, Heel, L, Plus, Sacrum)	Biatain®Silicone (Lite)	n.v.	n.v.	Suprasorb®P Silicone	Mepilex® (border, transfer, light, heel, sacrum, flex, XT) safetac
Silikon-Schaumverband mit Silber	n.v.	n.v.	Biatain®Silicone AG	n.v.	n.v.	n.v.	Mepilex®Ag safetac (border, transfer, light, heel)
Superabsorber	Askina®Absorb+	Cutimed®Sorbion (Sachet, Sana)	Biatain®Super ( nicht haftend, selbst haftend)	n.v.	Zetuvit®, Zetuvit®Plus	Vliwasorb® (adhesive, Pro, AG)	Mextra® Superabsorbent
Wunddistanzgitter	Askina®SilNet	Cuticell®Contact	Physiotulle® (Ag)	DracoTüll Silikon	Atrauman® (Silicone), Atrauman®Ag, Hydrotüll®, Grassolind®	Lomatüll® (Pro, H)	Mepitel®, Mepitel®one, Mepilex®Transfer
Wundreinigung	Prontosan® (C, X)	Cutilyth®	n.v.	n.v.	Cutasept®	n.v.	n.v.

# Beispiele



# Beispiele




# Beispiele



# Beispiele



# Cave:

- ❖ Alginate niemals auf freiliegende Sehnen oder Knorpel
- ❖ Hydrogele nicht auf Nekrosen bei bekannter pVAK
- ❖ Antiseptika  haben zelltoxische Wirkung (Cutasept z.B.)      Alternative: Polyhexanid (Prontosan)
- ❖ Polyurethanschäume nicht auf trockene Wunden, nicht auf Sehnen
- ❖ Alginate immer auf Wundgröße zuschneiden (Mazerationsgefahr)
- ❖ Silberhaltige Wundauflagen max. 14 Tage einsetzen, danach evaluieren





*myCARE Homeservice GmbH*

*Bereich Homecare*

*Friedrichstraße 125 b, 06886 Lutherstadt Wittenberg*

*Telefon: +49 (0)3491-8770183, Telefax: +49 (0)3491-877014810*

*E-Mail: [homeservice@mycare.de](mailto:homeservice@mycare.de)*

*[www.mycare-homeservice.de](http://www.mycare-homeservice.de)*

**mycare**  
Homecare